


Ekstraksjonstenger




Det tynne nebbet kommer lettere inn og tar tak i tannen ved alveolen. Spesielt fordelaktig når tannen har frakturert eller er ødelagt av karies.


Pr. stk.
kr 735,-



M115
OK sentaler, hjørnetenner og premolarer



M116
OK premolarer



M117
OK molarer

Pr. stk.
+

Få med
50101SET:
Manikyrseti med saks,
pinsett og neglefil



Titanbelagte fotospeil med holder.
Høy kvalitet, lang levetid og overlegen refleksjon.



1203
Holder for fotospeil, kan vinkles i ønsket posisjon

kr 750,-

TILBUD

1. juli til 30. september 2014

Prisene er per stk/sett inkludert mva. Vi tar forbehold om trykkfeil.

Tannkjøttssakser

800/12
rett, 12cm

Pr. stk.
kr 325,-

2+1 med på kjøpet!

802/12
buet, 12cm

Pr. stk.
kr 325,-



10 x 6,5cm

kr 930,-

464/1

TI, for okklusale bilder av voksne.



15 x 5,5cm

kr 930,-

464/4

TI, linguale flater



3,3cm

15 x 4,5cm

kr 930,-

464/6

TI, for bilder av laterale flater




TILBUD

1. juli til 30. september 2014

Prisene er per stk/sett inkludert mva. Vi tar forbehold om trykkfeil.


NYHET! Kjeveortopediske tenger



OLS-1212

Allsidig og tynn Weigart tang - Krysskutt


Pr. stk.
kr 735,-



OLS-1111

Distal-end kutter MINI-Universal
- Med hardmetallinnlegg. Holder igjen den
avkuttete tråden
max. 0,56mm x 0,70mm
/ 0,022" x 0,028"


Pr. stk.
kr 1.030,-



OLS-1261

Tang for fjerning av brackets, rett
- Perfekt for alle typer stål-, plast- og keramiske brackets

Pr. stk.
kr 735,-



OLS-1317

Bøyletang - ADAMS
- For nøyaktige bend i rette vinkler
max. Ø 0,036" / 0,90mm

Pr. stk.
kr 735,-

Med hver tang



**Få med
CS1035:**

Knivsett Fun4You, 3 kniver,
1 saks og skjærebrett

