

Technisches Datenblatt

Technical Data Sheet



MaiMed[®] – MT steril, Mulltupfer



Produktdaten: Product Specification:

Produkt- beschreibung:

Product Description:

Gebrauchsfertige Mulltupfer aus Verbandmull, 20-fädig, nach DIN EN 14079-VM 20, steril. Aus 100% Baumwolle.

Ready for use gauze balls made of absorbent gauze, 20-thread, according to DIN EN 14079-VM 20, sterile. 100% cotton.

Bemerkungen:

Remarks:

Zur äußeren Wundversorgung im Ambulanz-, Stations- und Erste-Hilfe-Bereich.

For external wound dressing in the ambulance-, ward- and First Aid area.

Ausführungen:

Sizes:

MaiMed[®] – MT, steril, in Peelpackung, in Box/sterile, in peelpack, in a box

Artikelbeschreibung/ Article Description	Größe/Size	Pack.-Inhalt/ Content	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE
Gr. 2 walnussgroß / walnut-size	15 cm x 16 cm	50 x (2+3) Stk./ pcs.	35019	4046153008186	09207435	4
Gr. 3 pfaumengroß / plum-size	20 cm x 20 cm	100 x 2 Stk./ pcs.	35028	4046153008261	9207441	4
Gr. 3 pfaumengroß / plum-size	20 cm x 20 cm	50 x (2+2) Stk./ pcs.	35010	4046153008087	0119511	4
Gr. 3 pfaumengroß / plum-size	20 cm x 20 cm	50 x (2+3) Stk./ pcs.	35020	4046153008209	0119505	4
Gr. 3 pfaumengroß / plum-size	20 cm x 20 cm	10 x 10 Stk./ pcs.	35030	4046153008308	2072788	10
Gr. 3 pfaumengroß / plum-size	20 cm x 20 cm	100 x 3 Stk./ pcs.	35027	4046153008247	9207458	6
Gr. 4 eigroß / egg-size	25 cm x 26 cm	50 x (2+3) Stk./ pcs.	35021	4046153008223	09207487	4

Qualitätssicherung:

Quality Management:

Richtlinie 93/42/EWG

Directive 93/42/EEC

DIN EN 14079-VM 20

DIN EN ISO 15223-1:2022

Klassifizierung nach Anhang IX der Richtlinie 93/42/EWG, Klasse Is

Classification as per appendix IX of the regulation 93/42/EEC, class Is

Verwendbarkeit:

Shelf Life:

5 Jahre / 5 Years

Sterilisations- methode:

Sterilisation Method:

Ethylenoxid (EO) / Ethylene-oxide (EO)

Material:

Material:

100 % Baumwolle / 100 % Cotton

Verbandmull 20-fädig (27 g/m²) / Gauze 20-thread (27 g/m²)

Symbole:

Symbols:



MaiMed[®] GmbH
Robert-Koch-Straße 1-7
29643 Neuenkirchen - Germany

www.MaiMed.de
info@mamed.de

Fon +49 5195/9707 - 0
Fax +49 5195/9707 - 100